


Celleprøvetaking livmorhals



Metode: Surepath

- Unngå prøvetaking ved menstruasjon
- Stopp prøvetaking ved blødning
- Sjekk holdbarhetsdato på prøvebeholder

Prøven skal tas i overgangen mellom plate- og sylinderepitel



(Illustrasjon: Jeanette Engqvist / Illumedic)



Combi-Brush

Dreies 2x

- Ikke brukes på gravide
- Brukes med fordel på postmenopausale kvinner



Brush

Dreies 5x

Etter prøvetaking:

- Knekk av børstehodet
- La børstehodet bli liggende i prøvebeholder