

månedens  
tema

# Preanalyse Histologi



**Bruk hansker!**



**La biten flyte fritt**

10 ganger så mye formalin  
som størrelse på vev.



**Riktig formalin!**

10% nøytral bufret formalin  
(4% formaldehydoppløsning).



**Skru korken  
godt igjen.**



**Fullt navn og  
fødselsnummer.**



**Følg laboratoriets  
retningslinjer.**

**NITO**  
Bioingeniørfaglig  
institutt - BFI

**NOKLUS**  
sammen for god kvalitet